



مشخصات دستگاه لایه نشانی	
ایران-پوشش‌های نانوساختار	نام شرکت و کشور سازنده:
DSR1	مدل:

دکتر محمدحسین رسولی فرد	نام مدیر دستگاه:
سینا علاءپور	کارشناس دستگاه:
کارشناسی ارشد	میزان تحصیلات:
<a href="mailto:inst@znu.ac.ir">inst@znu.ac.ir</a>	آدرس الکترونیکی:
۰۲۴۳۳۰۵۲۲۰۷	شماره تلفن مستقیم:

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز متقاضیان بخش‌های خصوصی (صنعتی و تولیدی) سراسر کشور می‌توانند نمونه‌های خود را به همراه فرم درخواست تکمیل شده و فیش بانکی با در نظر داشتن نکات ذیل به آدرس آزمایشگاه مرکزی پست نمایند یا به صورت حضوری به پذیرش آزمایشگاه تحویل دهند.

- پیش از ارسال نمونه حتماً با اپراتور مربوط تماس حاصل نموده و از امکان لایه‌نشانی اطمینان حاصل گردد چرا که پس از واریز وجه بدون امکان سنجی کوت، آزمایشگاه مرکزی مسئولیتی در قبال لایه‌نشانی نمونه و عودت وجه واریزی نخواهد داشت.
- نمونه‌ها را شماره‌گذاری کرده و ضمن بسته‌بندی مناسب آن‌ها، مشخصات خود را روی آن درج نمایید.
- لازم است قبل از ارسال نمونه‌ها، هزینه مرتبط واریز و اصل فیش آن به آزمایشگاه تحویل گردد.
- نمونه‌ها حداکثر به مدت ۷ روز در آزمایشگاه نگهداری می‌شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نگهداری آن‌ها ندارد لذا در صورت نیاز به نمونه خود، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام نمایید.
- زمان‌بندی انجام آزمون‌ها طبق ضوابط آزمایشگاه بوده و بستگی به تراکم نمونه‌ها دارد. لذا از مراجعه حضوری بدون هماهنگی خودداری نمایید.

آدرس: زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - آزمایشگاه مرکزی

کدپستی: ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱ تلفن: ۰۲۴۳۳۰۵۲۲۰۷

پست الکترونیک: [inst@znu.ac.ir](mailto:inst@znu.ac.ir)

## خدمات قابل ارائه

۱- لایه‌نشانی لایه نازک طلا (نانومتری) بر روی نمونه



تاریخ:

شماره درخواست:

کد مشتری:

پیوست:

## فرم درخواست لایه نشانی

پذیرش نمونه‌ها همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۲ به استثناء روزهای تعطیل

مشخصات متقاضی:	نام و نام خانوادگی:	شماره تلفن/فکس:	نام استاد:
	کد ملی:	تلفن همراه:	ایمیل یا شماره تماس استاد:
	نام شرکت/سازمان/دانشگاه:	آدرس الکترونیکی:	آدرس پستی:
واحد درخواست کننده: پروژه کارشناسی ارشد <input type="checkbox"/> دکتری <input type="checkbox"/> طرح تحقیقاتی <input type="checkbox"/> سایر موارد <input type="checkbox"/>			
توجه: نمونه ارسالی باید کاملاً خشک باشد.			
<b>شرایط نمونه</b> * در صورتی که نمونه به صورت قطعه یا لایه نازک می‌باشد، حتماً سطح پشت نمونه را با یک علامت ضربدر مشخص نمایید. (منظور از پشت نمونه سمتی است که نباید کوت شود و حتماً بایستی صاف و یکدست باشد) * نمونه‌ها کدگذاری و در ظرف تمیز و مناسب قرار داده شود. از پذیرفتن نمونه درون کاغذ و دستمال کاغذی به دلیل آلوده شدن نمونه‌ها معذوریم * آماده‌سازی نمونه بر عهده متقاضی است. * ارتفاع نمونه حداکثر ۰/۵ سانتی‌متر باشد. * نمونه‌ها حتماً باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه رطوبت و آلودگی باشند.			
<b>مشخصات نمونه</b>			
نام نمونه:	ساختار نمونه و ترکیبات شیمیایی:		
تعداد نمونه:	شرایط نگهداری:		
ضخامت مورد نیاز:			
* در صورت حساس بودن نمونه به دما، حتماً تاکید گردد.			
<b>فیش بانکی به مبلغ.....به شماره.....ضمیمه می‌باشد.</b> <b>نام متقاضی:</b> تاریخ و امضا:			

شماره های تماس ۰۲۴-۳۳۰۵۲۲۰۷ و ۰۹۱۹۶۱۰۹۱۱۶ جهت هماهنگی قبل از مراجعه حضوری

محل پذیرش نمونه : آدرس: زنجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه زنجان - جنب دانشکده علوم - آزمایشگاه مرکزی